

Informationsblatt für SARS-CoV-2 Testungen

Was wird benötigt?

- Internetfähiges Smartphone/Tablet oder internetfähiger Computer mit Webcam
- Amtlicher Lichtbildausweis, wenn der Identitätsnachweis gemacht wird
- Sozialversicherungsnummer

Vorgehensweise für SARS-CoV-2 Testungen:

1. Öffnen Sie das Test-Set
2. Geben Sie **unabhängig von Ihrem Test-Set** in Ihrem Internet-Browser die Adresse lead-horizon.org/basic ein und wählen Sie bei den Logos „keines davon“ (letzte Schaltfläche).
3. Bei Erstanwendung klicken Sie bitte auf „Als Gast fortfahren oder registrieren“.
4. Geben Sie nun die Probenummer ein, welche Sie auf Ihrem Beilagezettel sehen und willigen Sie der Datenschutzerklärung ein.
5. Damit wir Ihnen ein Ergebnis zustellen können, müssen Sie eine Email-Adresse angeben. Wenn Sie die Verifizierung überspringen möchten, vergewissern Sie sich bitte, dass die Email-Adresse richtig eingegeben wird.
6. Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert, Ihre persönlichen Daten einzutragen. Bei der Wohnadresse tragen Sie zuerst nur die Straße ein und vervollständigen Sie die nachstehenden Felder dann bitte mit Nummer, Postleitzahl sowie Stadt und Land.
7. Sie werden nun eingeladen, ein Kundenkonto anzulegen. Dieses erspart Ihnen die erneute Eingabe Ihrer Daten bei der nächsten Testung. Alternativ können Sie auch als Gast weiter fortfahren.
8. Bitte geben Sie nun an, ob Sie in den letzten Monaten bereits positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurden.
9. Nun können Sie wählen, ob Sie das Test-Set mit oder ohne Identitätsnachweis anwenden möchten. Beachten Sie bitte, dass Sie in beiden Fällen einen medizinischen Befund (zum Ausreisen, offiziell anerkanntes Dokument), jedoch nur bei durchgeführten Identitätsnachweis zusätzlich ein Zertifikat mit Fotonachweis bekommen. Bei Durchführung des Identitätsnachweises werden Sie aufgefordert, Ihren Reisepass zu scannen. Sollte dies nicht funktionieren, können Sie die Daten auch manuell erfassen.
10. Im nächsten Schritt finden Sie die Anleitung zum Spülprozess. Nachdem Sie diese gelesen haben, klicken Sie bitte auf „Beginnen“. Klicken Sie nun auf Spülung beginnen, öffnen Sie bitte die Salzlösung, nehmen Sie diese in den Mund und spülen Sie gründlich 1 Minute lang.

**LABORATORY
TESTING
FOR
CORONAVIRUS**

LEAD Horizon GmbH
Sandwirtgasse 12/1
1060 Wien
Austria
T +43 1 929 40 38
office@lead-horizon.com
www.lead-horizon.com

11. Klicken Sie auf „nächster Schritt“ und füllen Sie die Probe mit dem Transferröhrchen in das Probenröhrchen (öffnen Sie zuvor die rote Kappe).
12. Halten Sie nun das Probenröhrchen mit der darauf abgedruckten Probennummer in die Kamera und klicken Sie dabei auf „Bestätigen“. Der Probenentnahme-Prozess ist nun abgeschlossen.
13. Geben Sie nun das verschlossene Probenröhrchen je nach Test-Set **entweder in den Schutzbeutel (kleines Test-Kit) oder in das Transportröhrchen (großes Test-Kit)** und dieses wieder zurück in den Karton. Klicken Sie auf „zum Versand“.
14. Bitte bringen Sie nun das gut verschlossene Test-Set zu Ihrer zuständigen Gemeinde.
15. Sobald Ihre Probe im Labor angekommen ist, werden diese mittels PCR analysiert. Sie erhalten eine Email von LEAD Horizon, wenn das Ergebnis vorliegt. Mit Eingabe der Probennummer können Sie das Ergebnis in der WebApp abrufen (Link kommt via Email). Zusätzlich erhalten Sie eine Email von Labor Lifebrain, welches Ihnen den medizinischen Befund zum Download zur Verfügung stellt.

Wichtige Informationen:

- Ohne vollständiger Registrierung in der WebApp und Anwendung der WebApp (Foto, Video) kann **kein** Ergebnis zugestellt werden.
- Der **Beilagezettel samt Probennummer** muss unbedingt **sicher aufbewahrt** werden, diese wird für die Abrufung des Testergebnisses benötigt.
- Das Ergebnis wird innerhalb von **24h nach Eingang im Labor** zugestellt, allerdings nur bei vollständigem Datenbankeintrag.
- Alle Daten der Testergebnisse werden vom Labor automatisch ins Epidemiologische Meldesystem eingetragen (**EMS**)
- Proben **ohne** vollständiger Registrierung in der WebApp werden nicht ausgewertet und vernichtet

Testergebnis:

- Das Testergebnis wird per Link an die in der WebApp registrierte Email-Adresse gesendet und ist nur mit der richtigen Probennummer abrufbar.
- Mögliche Testergebnisse:
 - Positiv
 - Negativ
 - Indifferent

Informationen zum Testverfahren:

- Probe wird mittels Gurgeln selbst abgenommen
- Auswertung der Probe im Labor mittels PCR-Verfahren

**LABORATORY
TESTING
FOR
CORONAVIRUS**

LEAD Horizon GmbH
Sandwirtgasse 12/1
1060 Wien
Austria
T +43 1 929 40 38
office@lead-horizon.com
www.lead-horizon.com

Fotodokumentation:

Schritt 1: Öffnen der WebApp <https://lead-horizon.org/basic> und Klick auf

Keines davon

Bitte wählen Sie Ihr Unternehmen.

Bitte klicken Sie auf eines der zutreffenden Unternehmen, danach können Sie Ihr Test-Set aktivieren und anwenden.

Keines davon

**LABORATORY
TESTING
FOR
CORONAVIRUS**

LEAD Horizon GmbH
Sandwirtgasse 12/1
1060 Wien
Austria
T +43 1 929 40 38
office@lead-horizon.com
www.lead-horizon.com



Willkommen in der WebApp zum Corona Test-Set von LEAD Horizon.

Die Durchführung des Tests besteht aus zwei prozeduralen Teilen:

- 1 Aktivierung des Produkts
- 2 Durchführung des Tests

Bitte beachten Sie, dass wir dazu verpflichtet sind, Ihr Testergebnis im nationalen Meldesystem zu registrieren. Sollten Sie ein Zertifikat benötigen, so muss die Durchführung Ihres Tests mit der Kamera dokumentiert werden (verpflichtender Identitätsnachweis). Anderenfalls können Sie diesen Abschnitt überspringen.

[Ihr Test-Set besteht aus den folgenden Bestandteilen:](#) ▾

[Hinweis zur Anleitung:](#) ▾

ANMELDEN

ODER

ALS GAST FORTFAHREN ODER REGISTRIEREN

Schritt 2: Probenummer eintragen

Angaben zum Test-Set

Ihre Probenummer

LHIA107B7908

QR

[Wo finde ich meine Probenummer?](#) ▾

Hiermit willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten ein. Ohne diese ausdrückliche Einwilligung können die Daten Ihres COVID-19 Tests nicht verarbeitet werden. Details entnehmen Sie unserer [Datenschutz-/Einwilligungserklärung](#).

PRODUKT VERIFIZIEREN

Schritt 3: Email-Adresse verifizieren/angeben

Verifizierung Ihrer Email-Adresse

Wir senden Ihnen einen Link zu, mit dem Sie bitte Ihre Email verifizieren und im nächsten Schritt Ihre persönlichen Daten angeben können.

Ihre Email-Adresse

name@example.com

Verifizierungsmail überspringen

Bitte beachten Sie, dass Ihre persönlichen Daten für die Auswertung und Ergebniszustellung benötigt werden.

ABSENDEN

LABORATORY
 TESTING
 FOR
 CORONAVIRUS

LEAD Horizon GmbH
 Sandwirtgasse 12/1
 1060 Wien
 Austria
 T +43 1 929 40 38
office@lead-horizon.com
www.lead-horizon.com



Schritt 4: Einleitung Test-Set

Willkommen zu Ihrem Corona Test!

Sie haben anschließend die Möglichkeit, unser Test-Set mit oder ohne Identitätsnachweis anzuwenden. Bitte beachten Sie, dass bei einer Anwendung OHNE Identitätsnachweis Ihnen lediglich das Ergebnis (ob positiv, negativ oder indifferent) und ein Befund zur Verfügung gestellt wird. Sollten Sie ein Zertifikat benötigen, ist ein Identitätsnachweis allenfalls notwendig.

Für die Durchführung der Probenentnahme halten Sie bitte bereit:

- 1 Reisepass für Identitätsnachweis
- 2 Sozialversicherungsnummer

Zum Nachweis Ihrer Identität wird ein Foto Ihres Reisepasses gemacht, sowie ein Video von Ihrem Spülvorgang aufgezeichnet.

[Ihr Test-Set besteht aus den folgenden Bestandteilen:](#) ▾

BEGINNEN

Schritt 5: Angabe persönlicher Daten

Angaben zu Ihrer Person

Diese Daten müssen erfasst werden, um die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen. Ohne diesen Angaben, können wir Ihnen kein Ergebnis liefern.

Name *

Geschlecht *

Männlich Weiblich Divers

Mobil-Nummer *

Geburtsdatum *

Sozialversicherungsnummer *

Nicht österreichische StaatsbürgerInnen tippen bitte 0000+DDMMYY ein.

Wohnadresse *

* Daten müssen erfasst werden, um die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen.

ABSENDEN

LABORATORY
 TESTING
 FOR
 CORONAVIRUS

LEAD Horizon GmbH
 Sandwirtgasse 12/1
 1060 Wien
 Austria
 T +43 1 929 40 38
office@lead-horizon.com
www.lead-horizon.com



Schritt 6: Kundenkonto anlegen oder als Gast fortfahren

Kundenkonto

Weiter als Gast
 Ich möchte kein LEAD Konto erstellen. Bei Wiederholen eines Testes werde ich diese Angaben erneut machen.

Konto erstellen

NÄCHSTER SCHRITT

Schritt 7: Angabe zu einer ehemaligen COVID-Infektion

Waren Sie in den letzten 6 Monaten COVID positiv ?

Nein

Ja, eine Infektion wurde nachgewiesen

NÄCHSTER SCHRITT

Schritt 8: Auswahl Identitätsnachweis

Identitätsnachweis

Im nächsten Schritt erfolgt der Identitätsnachweis. Halten Sie dazu bitte Ihren amtlichen Lichtbildausweis bereit und erlauben Sie den Zugriff auf Ihre Kamera.

Sie haben auch die Möglichkeit, das Test-Set ohne Identitätsnachweis anzuwenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen in diesem Fall lediglich das Ergebnis und einen medizinischen Befund, jedoch kein Zertifikat zur Verfügung stellen können.

Nutzen Sie Ihr Handy oder Ihre WebCam von PC/Laptop/Tablet.

[Was passiert, wenn ich keinen Zugriff auf die Kamera erlaube?](#) ▾


AUTHENTIFIZIEREN

NACHWEIS ÜBERSPRINGEN

**LABORATORY
TESTING
FOR
CORONAVIRUS**

LEAD Horizon GmbH
 Sandwirtgasse 12/1
 1060 Wien
 Austria
 T +43 1 929 40 38
 office@lead-horizon.com
 www.lead-horizon.com

Schritt 9: Ausweis scannen (nur bei Identitätsnachweis)




Schritt 10: Anleitung zum Spülprozess


Anleitung zum Spülungsprozess

Hier finden Sie die Anleitung zum Spülprozess. Nachdem Sie diese gelesen haben, klicken Sie auf "beginnen" und führen Sie dann die Schritte während der Aufzeichnung aus.

- 1 Öffnen Sie die Salzlösung (2) vor der laufenden Kamera, nehmen Sie diese in den Mund und spülen Sie bei geschlossenem Mund 1 Minute lang gründlich.
- Füllen Sie diese noch während der Aufnahme mit dem Transferröhrchen (3) in das Probenröhrchen (1) bis ca. 1-2 cm unter den Rand.
- Verschließen Sie dann das Probenröhrchen mit der roten Kappe.
- Halten Sie dann Ihr Probenröhrchen (1) mit Probennummer gut lesbar in die Kamera.



Schritt 11: 1 Minute lang spülen




**LABORATORY
TESTING
FOR
CORONAVIRUS**


LEAD Horizon GmbH
Sandwirtgasse 12/1
1060 Wien
Austria
T +43 1 929 40 38
office@lead-horizon.com
www.lead-horizon.com



Schritt 12: Einfüllen der Probe in das Probenröhrchen



Schritt 13: Proberöhrchen verschlossen in die Kamera halten



**LABORATORY
TESTING
FOR
CORONAVIRUS**

LEAD Horizon GmbH
Sandwirtgasse 12/1
1060 Wien
Austria
T +43 1 929 40 38
office@lead-horizon.com
www.lead-horizon.com



Schritt 14: Test-Set verpacken (Achtung: Unterschied kleines und großes Test-Kit)**Test-Set verpacken (1/2)**

- 1 Geben Sie nun das verschlossene und versiegelte Probenröhrchen (1) in den Schutzbeutel (5) und achten Sie darauf, dass der Zellstoff (6) im Schutzbeutel bleibt.
- 2 Bitte verschließen Sie den Schutzbeutel (5) gut und entsorgen Sie die Salzlösung (2) sowie das Transferröhrchen (3).
- 3 Bitte verwahren Sie den Beilagezettel (4) mit Ihrer Probennummer sicher und senden diesen NICHT zurück.
- 4 Den verschlossenen Schutzbeutel (5) geben Sie nun wieder zurück in die Box.

[Ihr Test-Set besteht aus den folgenden Bestandteilen:](#) 

ZUM VERSAND

Schritt 15: Retournieren Sie das Test-Set an Ihre Gemeinde

**LABORATORY
TESTING
FOR
CORONAVIRUS**

LEAD Horizon GmbH
Sandwirtgasse 12/1
1060 Wien
Austria
T +43 1 929 40 38
office@lead-horizon.com
www.lead-horizon.com

